

VOLK
do Brasil

SENSI MEDICAL

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS



CÓDIGO: 10.60.081.02I

COR: Azul

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Nitrila

REGISTRO ANVISA: 82732930017

CA: 51.931 | VALIDADE DO CA: 11/01/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

REGISTRO ANVISA: 82732930016

Norma técnica: ASTM D6319-19

Número OCP: 0156



ISO 374-5



- **100% NITRÍLA**
Livre de proteínas do látex

- **PROTEÇÃO BIOLÓGICA PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS**

- **LUVAS ISENTA DE PÓ DE AMIDO (SEM PÓ)**

- **ASTM D5250-19**
A norma especifica os requisitos de desempenho para luvas descartáveis de PVC (vinil), incluindo propriedades como espessura, resistência à tração, alongamento e qualidade geral. Ela garante que as luvas atendam a critérios mínimos de segurança, durabilidade e consistência durante o uso.

- **CERTIFICAÇÃO OCP**
Organismo acreditado pelo Inmetro para verificar se atende às normas técnicas e requisitos obrigatórios de desempenho. Aumenta a segurança e confiabilidade para o usuário.

- **DESCARTÁVEIS E AMBIDESTRAS**

- **MELHOR CUSTO BENEFÍCIO E MAIOR RESISTÊNCIA**

DESCRIÇÃO

Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em nitrila, sem pulverização de pó bioabsorvível, ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril.

INDICADA PARA

Proteção das mãos de trabalhadores da saúde durante procedimentos não cirúrgicos leves (manuseio e higiene de instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vômito, limpeza de fluidos corporais derramados, aplicação de injeção subcutânea ou intramuscular, aferição de pressão arterial, temperatura ou pulso) e médios (contato com membrana mucosa, pele não-integra e sangue, inserção e/ou remoção de dispositivo intravenoso, coleta de sangue, exames vaginais e pélvicos), em hospitais, laboratórios clínicos, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

ISO 374-5



REGISTRO ANVISA: 82732930017
Número OCP: 0156

* As luvas não são testadas para resistência a óleos, graxas e outros produtos químicos. Visando amparo legal para a utilização, orientamos a utilização de um produto com resistência química em conjunto e/ou sobreposta com luvas descartáveis certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos.

* Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual ASTM D6319-19 - Luvas para procedimentos não cirúrgicos.

*Epi não aprovado para proteção contra vírus

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Indústria Alimentícia, Indústria de bebidas, Metal mecânica, Setor de Saneamento, Setor de saúde.

INSTRUÇÕES DE USO

- Indicada para a proteção das mãos de trabalhadores da saúde que necessitem de proteção durante procedimentos não cirúrgicos leves, tais como manuseio e higiene de instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vômito, limpeza de fluidos corporais derramados, aplicação de injeção subcutânea ou intramuscular, aferição de pressão arterial, temperatura ou pulso; e procedimentos não cirúrgicos médios, tais como contato membrana mucosa, pele não íntegra e sangue, inserção e/ou remoção de dispositivo intravenoso, coleta de sangue, exames vaginais e pélvicos, em hospitais, laboratórios clínicos, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

Condições de Manipulação: Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, para manipulação das luvas. Após o uso, descarte-as em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e de acordo com o tipo de contaminação nas luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Destruir após o uso;
- Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
- Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

Precauções: Armazene as luvas de acordo com as indicações, a fim de evitar danos e contaminações, pois o uso de luvas contaminadas pode resultar na transmissão de microrganismos. O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com água e sabão antisséptico. Não use o mesmo par de luvas para o atendimento de mais de um paciente.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
7 (P)	79 086 679 044 77	17 908 667 904 474
8 (M)	79 086 679 044 60	17 908 667 904 467
9 (G)	79 086 679 044 53	17 908 667 904 450
10 (EG)	79 086 679 044 46	17 908 667 904 443

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdo brasil.com.br

volkdo brasil.com.br

